

Информация для заказа

Артикул	Комплектация
	67008 Порошок стоматологический Clinpro Glycine Prophy Powder для пескоструйного аппарата в наборе
	12249 Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish в наборе Mint малом: ▶ индивидуальная упаковка, содержащая блистер с материалом Clinpro White Varnish со вкусом мяты и кисточку для нанесения материала (50 шт.)
	12249L Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish в наборе Melon малом: ▶ индивидуальная упаковка, содержащая блистер с материалом Clinpro White Varnish со вкусом дыни и кисточку для нанесения материала (50 шт.)
	12249C Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish в наборе Cherry малом: ▶ индивидуальная упаковка, содержащая блистер с материалом Clinpro White Varnish со вкусом вишни и кисточку для нанесения материала (50 шт.)
	12250 Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish в наборе Mint большом: ▶ блистеры с материалом Clinpro White Varnish со вкусом мяты (100 шт.); ▶ кисточки для нанесения материала (100 шт.)
	12250L Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish в наборе Melon большим: ▶ блистеры с материалом Clinpro White Varnish со вкусом дыни (100 шт.); ▶ кисточки для нанесения материала (100 шт.)
	12250C Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish в наборе Cherry большим: ▶ блистеры с материалом Clinpro White Varnish со вкусом вишни (100 шт.); ▶ кисточки для нанесения материала (100 шт.)

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Артикул	Комплектация
12613, 12657, 12658 Паста стоматологическая абразивная для чистки зубов Clinpro Prophy Paste в наборах	
	12613 Паста стоматологическая абразивная Clinpro Prophy Paste (мелкозернистая, со вкусом вишни): ▶ капсулы с пастой 200 шт. ▶ держатель для капсулы
	12657 Паста стоматологическая абразивная Clinpro Prophy Paste (среднезернистая, со вкусом мяты): ▶ капсулы с пастой 200 шт. ▶ держатель для капсулы
	12658 Паста стоматологическая абразивная Clinpro Prophy Paste (крупнозернистая, со вкусом мяты): ▶ капсулы с пастой 200 шт. ▶ держатель для капсулы
12348. Материал стоматологический с выделением фтора для длительной защиты зубов Clinpro XT Varnish	
	Материал стоматологический с выделением фтора для длительной защиты зубов Clinpro XT Varnish в наборе: ▶ материал Clinpro XT Varnish в дозаторе Clicker ▶ блокнот для замешивания
12637. Материал стоматологический для герметизации фиссур зубов Clinpro Sealant	
	Материал стоматологический для герметизации фиссур зубов Clinpro Sealant. В составе: ▶ дозатор с материалом для герметизации фиссур зубов Clinpro Sealant; ▶ насадки-аппликаторы для дозатора с материалом (10 шт.)
12117. Зубная паста (крем) Clinpro для профилактики кариеса	
	Зубная паста (крем) Clinpro для профилактики кариеса, 0,21% фторид натрия, ванильная мята

3M

Уполномоченный представитель на территории РФ АО «3М Россия»
108811, Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1
Офисный парк «Сомсити»
Тел.: +7 (495) 784 7474
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
www.3Mespe.ru

Все права на интеллектуальную собственность и товарные знаки являются и будут оставаться исключительной собственностью АО «3М Россия»



Clinpro:
Бережная и эффективная профессиональная гигиена и профилактика

Серия продуктов профессиональной гигиены профилактики Clinpro – воплощение опыта компании 3М в создании инновационных научных разработок

Щадящая чистка порошком Clinpro Glycine Prophy Powder



Наконечник необходимо направлять под углом от 30° до 90° к поверхности зуба при наддесневом применении и под углом от 30° до 60° при обработке поддесневых поверхностей

- ▶ Низкоабразивный порошок на основе глицина для воздушно-абразивной обработки зубов, обеспечивающий удаление поддесневого и наддесневого налета
- ▶ Может использоваться в присутствии установленных ортодонтических конструкций (брекетов) и имплантатов
- ▶ Используется в поддерживающей терапии пародонтита и периимплантита после проведения первоначального лечения

Зубная паста (крем) Clinpro для профилактики кариеса в домашних условиях



- ▶ Паста предназначена для домашнего использования и способствует защите зубов и корней от кариеса
- ▶ Во время чистки зубов Clinpro Tooth Creme вступает в реакцию со слюной, выделяя кальций, фосфаты и фтор, способствуя реминерализации деминерализованной эмали и дентина и защите от развития кариеса



Удаление интенсивного дисколорита, очистка и полирование с Clinpro Prophy Paste



- ▶ Стоматологическая паста для чистки зубов с широким ассортиментом абразивности (мелкая, средняя, крупная)
- ▶ Эффективная чистка и полирование, удобство в использовании
- ▶ Обладает приятным вкусом мяты, вишни

Реминерализация и снятие гиперчувствительности с помощью покрытия Clinpro White Varnish



Сразу после нанесения Clinpro White Varnish*

- ▶ Фторсодержащее покрытие, наносимое на всю поверхность эмали и открытые участки дентина зубов
- ▶ Содержит защищенный трикальцийфосфат (тТСП) и 5%-ный фторид натрия, что обеспечивает образование сильного, кислотоустойчивого минерального состава твердых тканей зубов
- ▶ Снижает симптомы повышенной чувствительности зубов

Герметизация фиссур с Clinpro Sealant



- ▶ Светоотверждаемый, выделяющий фтор материал для герметизации ямок и фиссур зубов
- ▶ Имеет технологию цветовой индикации для визуального контроля распределения (в момент внесения материал имеет розовый цвет, после засвечивания становится белым)
- ▶ Имеет низкую наполненность и хорошую текучесть для герметичного закрытия фиссур и слепых ямок

Длительная защита зубов с помощью покрытия Clinpro XT Varnish



1. Нанесите тонкий слой Clinpro XT Varnish на поверхность зуба
2. Светополимеризуйте 20 сек.

- ▶ Светоотверждаемое покрытие, обладающее основными преимуществами стеклоиономерных материалов
- ▶ Наносится тонким слоем на деминерализованные участки эмали или дентина для снятия чувствительности и дополнительной защиты
- ▶ Непрерывно выделяет фтор и фосфат кальция для дополнительной резистентности тканей зуба к кариесу